



Акридиновый желтый

ТУ: 6-09-2603-78

CAS: 92-26-2

Квалификация: ЧДА

ОКП: 26 3941 0012

Синонимы: 3,6-диамино-2,7-диметилакридина гидрохлорид; 3,6-Диаминоакридин гидрохлорид; Основной желтый К; С.І. 46025; Акридиновый желтый Ж(Г); 3,6-Диаминоакридина гидрохлорид

Химическая формула: $C_{15}H_{15}N_3 \cdot 2HCl$

Гарантийный срок: 3 года

Происхождение: Россия

[Техническая консультация](#)

ОПИСАНИЕ

Базовая ед. изм. кг

Артикул 12201

Формула $C_{15}H_{15}N_3 \cdot 2HCl$

Плотность 0

CAS# 135-49-9

Синонимы Акридиновый желтый Ж(Г); С.І. 46025; Основной желтый К; 3,6-Диаминоакридин гидрохлорид; 3,6-Диамино-2,7-диметилакридина дигидрохлорид

[Техническая консультация](#)

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99

Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Акридиновый желтый

Наименование показателя

Требование

Внешний вид

Порошок от желто-коричневого до темно-коричневого цвета

Относительная интенсивность люминесценции по отношению к образцу сравнения, %, не менее

96

Остаток после прокаливания в виде сульфатов, %, не более

2,0

Массовая доля воды, %, не более

5,0

Нерастворимые в воде вещества, %, не более

0,6

Пригодность для флуоресцентной микроскопии

Испытание п 4.4

Применение

В гистологии в качестве флуоресцентного красителя; в качестве местного антисептика; в качестве мутагена в микробиологии.

По вопросам приобретения акридиновый желтый и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов