



1,2 — Дихлорэтан химически чистый

Синонимы: этилен хлористый
Эмпирическая формула: $C_2H_4Cl_2$
CAS: 107-06-2

TU 2631-085-44493179-02 с изм.1

Техническая консультация

Наименование	Показатель
Внешний вид	бесцветная прозрачная жидкость
Массовая доля основного вещества, %, не менее	99,8
Массовая доля воды, %, не более	0,02
Плотность при 20°C, г/см ³ , в пределах	1,2520-1,2535
Массовая доля кислот (в пересчете на HCl), %, не более	0,0001
Массовая доля щелочей (в пересчете на OH-), %, не более	0,0002
Массовая доля нелетучего остатка, %, не более	0,0005
Вещества, темнеющие под действием серной кислоты	испытание
Массовая доля хлоридов, %, не более	0,0002
Массовая доля свободного хлора (Cl ₂), %, не более	0,0001

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



1,2 — Дихлорэтан химически чистый

Срок годности	1 год
---------------	-------

Пример обозначения: 1,2-Дихлорэтан «химически чистый», ТУ 2631-085-44493179-02 с изм.1

Область применения: Предназначен для использования в лабораторной практике.

По вопросам приобретения **1,2 — Дихлорэтана** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

(495)-790- 14-52;

;

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов