



Трихлорметан стабилизированный 0,2-0,5% масс.этанола химически чистый для микробиологии

Синонимы: хлороформ
Эмпирическая формула: CHCl_3
CAS: 67-66-3

TU 2631-096-44493179-05

Техническая консультация

Наименование	Показатель
Внешний вид	бесцветная прозрачная жидкость
Массовая доля основного вещества, %, в пределах	99,4-99,8
Массовая доля этанола, %, в пределах	0,2-0,5
Массовая доля воды, %, не более	0,05
Массовая доля кислот (на HCl), %, не более	0,0001
Массовая доля хлоридов, %, не более	0,0001
Массовая доля нелетучего остатка, %, не более	0,0001
Фосген	испытание
Свободный хлор	испытание
Срок годности	1 год

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Трихлорметан стабилизированный 0,2-0,5% масс.этанола химически чистый для микробиологии

Пример обозначения: Трихлорметан стабилизированный 0,2-0,5% масс.этанола для микробиологии «химически чистый» ТУ 2631-096-44493179-05

Область применения: Предназначен для использования в качестве растворителя в микробиологической промышленности, а также для проведения научно-исследовательских работ и лабораторных исследований, предъявляющих повышенные требования к качеству реактива.

По вопросам приобретения **Трихлорметана стабилизированный 0,2-0,5% масс.этанола для микробиологии «чистого»** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

(495)-790- 14-52;

;

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов