



Реактив Фишера 1 «чда»

Реактив Фишера представляет собой два отдельных раствора: раствор I и раствор II. Раствор I – смесь пиридина с диоксидом серы. Раствор II – раствор йода в метиловом спирте. Применяется в лабораторной практике для количественного определения воды объемным методом.

Фасовка по 0,8 кг

По вопросам приобретения реактив Фишера 1 «чда» и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов