



Реактив Грисса представляет собой кристаллический порошок белого, серого или же лилово-розового цвета.

Реактив Грисса используется для обнаружения органических соединений, которые выделяются при нагреве HNO_2 . Сегодня выделение таким образом нитритов называют также и методом Грисса, в честь английского химика, который его разработал.

Изготовленный реактив Грисса можно применять только в тот день, когда были смешаны два составляющие его раствора. А сами компоненты можно изготовить и заранее.

Раствор а-нафтиламина требует хранения в темном месте, где нет доступа для солнечного света. Правильно приготовленный раствор имеет светло-серый цвет. Если оттенок другой – красный или розовой, значит, реактив Грисса не годен для использования, в исходных реактивах были азотистые соединения.

По вопросам приобретения реактива Грисса и подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам: