



Трубка дренажная медицинская, резиновая предназначена для использования в медицине для хирургических целей: для удаления патологических жидкостей из полостей или ран различного размера для любых видов дренажа. Может использоваться для переливания крови.

Дренажные трубки после операций выполнены из высококачественного экологически чистого материала.

Трубка дренажная резиновая пригодна для любых способов температурной дезинфекции.

Трубка медицинская силиконовая:

Трубка силиконовая медицинская широко применяется в качестве кровопроводящих магистралей в аппаратах экстракорпорального кровообращения, для изготовления дренажей в общей хирургии, изделий для переливания крови, кровезаменителей, инфузионных растворов, ликвора, для комплектации насосных и других медицинских устройств. Трубка дренажная силиконовая прозрачная может контактировать с кровью, биологическими средствами, лекарственными препаратами, поэтому применяются в медицинской практике, в хирургической практике предназначена переливания крови для любых видов дренажа.

Силиконовая трубка обладает следующими свойствами: отлично выдерживает механические воздействия, стойка к воздействию высоких температур, гибкая, эластичная, экологически безопасна и долговечная, выдерживает давление до 2 атм.

[Техническая консультация](#)

Технические характеристики:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Трубка ПВХ-медицинская

Размеры видов трубки резиновой (в мм.) (внутренний диаметр X толщину стенки)	Размер (м)
4,0 x 1,5	172,40
4,5 x 1,5	160,00
5,0 x 1,5	131,60
5,0 x 3,0	64,95
6,0 x 1,5	108,70
6,0 x 2,0	83,35
6,0 x 3,5	45,45
8,0 x 1,5	87,70
8,0 x 2,0	62,50
10,0 x 2,0	52,10
10,0 x 2,5	41,65
12,0 x 2,5	37,90

По вопросам приобретения **трубки ПВХ-медицинской** и подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов