



Аммиачно — сульфатное травление меди TCM810

Базовый раствор TCM 811 — ТУ 2140-077-20809146-2008

Процесс TCM 810 предназначен для травления меди с печатных плат в контуре с электрохимической регенерацией.

Добавка TCM 814 — ТУ 2140-078-20809146-2008

В процессе TCM 810 раствор травления подобен широко используемым медно-аммиачно-хлоридным травильным растворам, но вместо хлорида меди использован сульфат меди.

По вопросам приобретения **Аммиачно — сульфатное травление меди TCM810** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов