



Бария сульфат для рентгеноскопии BaSO<sub>4</sub>

Р N000252/01 от 05.11.2010 г.

### **Подробное описание применения**

В медицине — диагностическое средство при проведении рентгеновских исследований пищевода, кишечника и желудка

### **Внешний вид**

Белый или почти белый, тонкий, рыхлый порошок без запаха и вкуса.

### **Упаковка**

Полимерные стаканчики по 100 г, упакованные в картонные коробки по 12 кг.

### **Хранение**

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



В сухом месте. Срок годности — 5 лет со дня изготовления.

#### Техническая консультация

Технические характеристики		
Массовая доля, %		
Бария сульфата (BaSO <sub>4</sub> )	min	97,5
Сульфидов (S)		отсутствие
Растворимых солей бария и бария карбонат		отсутствие
Тяжёлых металлов (Pb)	max	0,0005
Хлоридов (Cl)	max	0,02
Сульфатов (SO <sub>4</sub> )	max	0,1
Железа (Fe)	max	0,003
Фосфатов (PO <sub>4</sub> )		В течение 1 часа не должен образовываться белый осадок
Сульфиты и другие восстанавливающие вещества		В течение 10 минут не должно наблюдаться обесцвечивание жидкости
Мышьяка (As)	max	0,00005
Степень дисперсности		Через 15 минут граница осадка должна быть не ниже деления 12
Кислотность, щелочность		Изменение окраски от прибавления не более 0,5 мл 0,01 М раствора натрия гидроксида или 0,01 М раствора хлористоводородной кислоты
Микробиологическая чистота		Категория 3А
Растворимость		Практически нерастворим в воде, разведенных кислотах, щелочах, спирте 96 % и органических растворителях
Подлинность		Дает характерные реакции на барий и сульфаты

По вопросам приобретения **Бария сульфата для рентгенографии** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Бария сульфат для рентгенографии BaSO<sub>4</sub>

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов