



Водоочистительных средств и оборудования

Дезинфицирующие средства Herli. Жидкое дезинфицирующее средство на основе перекиси водорода (48-50%) и серебра для любых хозяйственно-питьевых систем.

Жидкое дезинфицирующее средство на основе перекиси водорода (48-50%) и серебра для любых хозяйственно-питьевых систем

Свойства дез средства:

- Обеспечивает уничтожение бактерий, вирусов, водорослей, грибов и спор
- Универсальность применения
- Нейтральность запаха и вкуса
- Нейтральность водородного показателя в дозированном состоянии
- Действует также в воде с содержанием соли и угольной кислоты
- Сохраняет эффективность при температурах воды до 90°C
- Никакого токсичного действия в дозированном состоянии
- Невозможность химического соединения с другими элементами
- Продукты разложения безвредны и не образуют питательную среду для микроорганизмов
- В рабочей концентрации (дезинфицирующие средства растворы) можно полностью безвредно сбрасывать без какой-либо нейтрализации в канализационную систему или в грунт

Особые свойства средства дезинфекции оборудования:

Herlisil безвреден для окружающей природной среды, так как в процессе разложения распадается на воду и кислород без образования при этом каких-либо побочных продуктов.

Техническая консультация

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов

**Области применения дезинфицирующих растворов:**

Вид	Метод	Рекомендуемая доза	Время контакта (время воздействия)	
Дезинфекция колодца:	Дезинфекция объема и поверхности	Инъекция	Сильное поражение: 200 — 400 ppm После очистки и регенерации: 100 — 200 ppm	от 6 до 24 часов
Дезинфекция резервуаров: Дезинфекция использованного оборудования:	Дезинфекция поверхности	Распыление Макс. 2 бар Herlimat	от 1 до 3% Herlisil	20 — 30 минут
Дезинфекция трубопроводов Дезинфекция технологического оборудования	Дезинфекция объема и поверхности	Насос-дозатор Дозировочный комплект	Новые трубопроводы: 75 — 100 ppm Другие: 100 — 200 ppm	от 6 до 24 часов
Дезинфекция домовых вводов:	Дезинфекция объема и поверхности	Инъекция Herlimat Major	100 — 200 ppm	от 6 до 24 часов

Техническая консультация**Обработка от LEGIONELLA с помощью HERLISIL**

1. Слить содержимое из сборной емкости/бойлера
2. Ввести Herlisil

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Дезинфекция HERLISIL

Дозировка Herlisil **Время контакта**

(ppm)*	(%)	(часы)
200	0,02	24
400	0,04	18
1.000	0,10	6
10.000	1,00	3

По вопросам приобретения Дезинфекция HERLISIL и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов