



Флюс (препарат) рафинирующий ПФ-4

**Назначение:**

снижение содержания оксидных включений и устранение газовых дефектов в литом материале отливок. Обеспечение низкого содержания меди в шлаках и сбемах.

**Область применения:**

металлургическая обработка медных сплавов, в первую очередь красной меди, латуни, бронзы, нейзильбера и мельхиора при изготовлении качественных сплавов и отливок. Изготовление качественного литья из латуни на машинах литья под давлением.

**Техника применения:**

при содержании алюминия в расплаве выше допустимого, на поверхность расплава вводят 0,5% флюса и интенсивно перемешивают поверхность расплава в течении 10-15 минут. Затем повторяют анализ на содержание алюминия. При плавке медного лома, содержащего алюминий, препарат вводят вместе с шихтой.

**Норма расхода:**

0,2-1,0% (по массе).

**Внешний вид:**

светло-голубой порошок. Запаха не имеет.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Флюс (препарат) рафинирующий ПФ-4

**Упаковка:**

бумажные мешки с прослойкой полиэтилена по 25 кг.

По вопросам приобретения флюс (препарат) рафинирующий ПФ-4 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов