



Freshen Sachet

Водоочистительных средств и оборудования

Контроль запаха в различных емкостях, герметичных контейнерах, мусорных ведрах.

Ведро 3 кг — 150 пакетиков по 20 г

Гниющие отходы мусорных баков - идеальная среда для появления неприятных запахов. Уникальная технология продукта Freshen Sachet обеспечивает длительный контроль над запахами и помогает облегчить обслуживание мусорных баков, в том числе благодаря апельсиновой отдушке, сохраняющей длительную свежесть контейнера.

Преимущества

Эффективный контроль запахов с продолжительным эффектом

- Быстрое и эффективная нейтрализация широкого спектра неприятных запахов, возникающих в мусорных баках
- Связывание и расщепление молекул запаха и вызывающей запаха органики
- Приятная апельсиновая отдушка обеспечивает длительную свежесть
- Активные ингредиенты эффективно связывают влагу и летучие молекулы запахов, уменьшая их распространение и предотвращая дальнейшее появление

Лучший продукт

Лучшие показатели эффективности среди лидеров рынка

Передовые микробные технологии

Высокоэффективные микроорганизмы для оптимального контроля запахов с длительным эффектом

Прост в применении

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Freshen Sachet

- Снижает необходимость в обслуживании мусорных баков
- Прост и безопасен в применении
- «Неприхотлив» в использовании

Техническая консультация

Продукт	Применение	Характеристики
Freshen Sachet	Контроль запахов в мусорных баках	Сухой Законченная рецептура Готовый к применению пакетик Апельсиновая отдушка

Действие

Были проведены панельные тесты для определения эффективности Freshen Sachet по устранению запаха мочи. На специальные куски ткани был нанесён раствор триэтиламина, после чего ткань была помещена в баки с Freshen Sachet, конкурирующим продуктом и контрольный бак (без средства). Эффективность устранения запаха определялась по следующей шкале: 1 = нет неприятного запаха, 2 = запах практически отсутствует, 3 = уменьшение неприятного запаха, 4 = незначительное уменьшение запаха, 5 = снижение уровня запаха отсутствует. Результаты графика демонстрируют, что Freshen Sachet уменьшает запах мочи уже через 30 минут, обеспечивает эффективный контроль запаха через 4 часа и сохраняет свежесть бака в течение 2х месяцев.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Freshen Sachet

По вопросам приобретения Freshen Sachet и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов