



Ребаунд гель – это густое очищающее средство для сантехники. Применяется для удаления водяного и мочевого камня, масляно-жировые отложения, подтеки ржавчины, устраняет неприятные запахи и пр. Таким ребаунд гелем, также хорошо очищается кафельная плитка, кирпичная кладка и облицованные камнем поверхности. Преимуществом является то, что гель не повреждает большинство отделочных материалов и красок.  
Характеристики

**Ребаунд гель имеет вязкую густую консистенцию, поэтому применяется только для ручного использования.**

Это щелочное средство, которое применяется для санитарной обработки и ежедневной очистки сантехнических изделий и оборудования. Придает блеск очищаемой поверхности, обеспечивает тщательную очистку, и легко смывается водой.

**Ребаунд гель обладает такими техническими параметрами:**

- является щелочным средством, содержит хлорид натрия;
- внешний вид – прозрачное однородное гелеобразное вещество светлого желтого цвета;
- средство – сильнощелочное, не используется для очистки оцинкованных, окрашенных, анодированных алюминия, хромированных поверхностей;
- плотность -1,07-1,08 г/см<sup>3</sup>.

Применение ребаунд геля;

**Ребаунд гель используется таким образом:**

- 1) Для сантехнического оборудования. Равномерно нанести средство на смоченную предварительно водой поверхность. Рекомендуется особое внимание уделять местам слива воды и ободкам. Средство оставляется на несколько минут (3-5), при необходимости необходимо воспользоваться дополнительно щеткой или ершиком, затем смывается водой.
- 2) Для очистки плитки. Для удаления застарелых загрязнений пользуются неразбавленным составом ребаунд геля. Более слабые загрязнения удаляются раствором 1:2 или 1:3. Таким гелем хорошо удаляются масляные пятна, остатки пескоцементной смеси, высол, цемент и пр.). Гель в неразбавленном виде применяется только для ручной очистки.

При использовании средства необходимо применять средства индивидуальной защиты для глаз и кожи, при попадании средства на кожу – промыть проточной водой.

Смесь такой марки в домашних условиях нужно хранить отдельно от лекарственных средств и продуктов. Для применения в промышленных целях не требуется специальных условий хранения. Срок хранения ребаунд геля – полгода и более. Если при транспортировке средство замерзает, его необходимо



разморозить и встряхнуть. При этом потребительские свойства геля сохраняются.

По вопросам приобретения **ребаунд геля** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

**(495)-790- 14-52;**

;