



Паста серебряная ПХС-1 и ПХС-2 — однородная масса от темно-серого до черного цвета.

Применяется для серебрения различных деталей.

Техническая консультация

Наименование показателя	ПХС-1	ПХС-2
Массовая доля серебра (Ag) в виде оксида серебра (Ag ₂ O), %, в интервале	28...31	28...34
Массовая доля хлорида серебра (AgCl), %, в интервале	38...45	42...48
Массовая доля серебра (Ag) в виде хлорида серебра (AgCl), %, в интервале	28,6...33,9	не менее 31,6
Суммарная массовая доля серебра (Ag), %, в интервале	56,6...64,9	не менее 59,6

По вопросам приобретения Паста серебряная ПХС и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Паста серебряная ПХС

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов