



Реагенты для регенерации и консервации мембран «АКВА-Алкалин», «АКВА-Кип», «АКВА-ЭСИД»

РЕАГЕНТ «АКВА-Алкалин»

Применяется для щелочной отмывки мембран нанофильтрации (NF) и обратного осмоса (RO) с целью удаления загрязнений различного происхождения: органических и неорганических, солей жесткости, масел, нефтепродуктов, биопленок, оксида кремния и т.д.

В состав реагента входят комплексообразователи (фосфонаты и др.), система низкопенных ПАВ, сополимеры и гидроксид натрия.

«АКВА-Алкалин» может применяться для отмывки мембран NF и RO любого типа при соблюдении рекомендаций изготовителя.

Концентрация реагента в отмывочном рабочем растворе может быть в пределах 2-3% и более, но при этом рабочий раствор должен иметь $pH \leq 11,0$ и $t \leq 40^\circ C$ или $pH \leq 12,0$ и $t \leq 35^\circ C$ (для полиамидных мембран).

При отмывке теплообменников и емкостного оборудования концентрация реагента в рабочем растворе должна быть 1-5% и температура $80^\circ C$. Следует с осторожностью подходить к отмывке оборудования, содержащего цветные металлы (Al, Zn, медь, бронза и т.д.). В этом случае необходимо применять 1%-ый раствор при температуре до $40^\circ C$ и времени обработки до 20 мин.

Гарантийный срок хранения 12 месяцев.

Реагент при попадании на слизистую оболочку глаз и кожные покровы вызывает их раздражение. При попадании на слизистую оболочку глаз — промыть большим количеством воды. Обратиться к врачу.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Реагенты для регенерации и консервации мембран «АКВА-Алкалин», «АКВА-Кип», «АКВА-ЭСИД»

Продукт поставляется в полиэтиленовой таре (канистры).

РЕАГЕНТ «АКВА-Кип»

Применяется для консервации мембран ультрафильтрации (UF) и обратного осмоса (RO) на период длительной остановки, транспортировки в целях защиты от окислителей (активного хлора), в том числе при отрицательных температурах до минус 8°C.

Реагент изготавливается на основе дистиллированной воды (пермеата), в состав входит стабилизатор.

Реагент «АКВА-Кип» может применяться для консервации мембран любого типа при соблюдении рекомендаций изготовителя.

Консервация производится методом заполнения мембранных блоков UF и RO не менее чем на 10% объема, с последующей герметизацией.

Гарантийный срок хранения 12 месяцев.

При попадании на слизистую оболочку глаз и кожи – промыть большим количеством воды.

Продукт поставляется в полиэтиленовой таре (канистры).

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Реагенты для регенерации и консервации мембран «АКВА-Алкалин», «АКВА-Кип», «АКВА-ЭСИД»

РЕАГЕНТ «АКВА-ЭСИД»

Применяется для кислотной отмывки мембран нанофильтрации (NF) и обратного осмоса (RO) с целью удаления загрязнений различного происхождения: солей жесткости, оксидов железа, кальция, магния, оксида кремния, биопленок и коллоидов с одновременной дезинфекцией и профилактикой биообрастаний.

В состав реагента входят комплексообразователи – карбоновые кислоты, антиресорбент-дисперсант, биоцид – надуксусная кислота (может поставляться отдельно, как компонент).

«АКВА-Эсид» может применяться для кислотной отмывки мембран NF и RO любого типа при соблюдении рекомендаций изготовителя.

Концентрация реагента в отмывочном рабочем растворе может быть в пределах 1,0-3,0% (при этом для полиамидных мембран pH=2,0-3,0 и температура до 35°C).

При отмывке теплообменников и емкостного оборудования концентрация реагента в рабочем растворе должна быть от 1 до 5%, температура до 80°C и время обработки до 90 мин.

Наличие в составе надуксусной кислоты позволяет одновременно производить дезинфекцию обрабатываемых объектов.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Реагенты для регенерации и консервации мембран «АКВА-Алкалин», «АКВА-Кип», «АКВА-ЭСИД»

Гарантийный срок хранения 12 месяцев.

Реагент при попадании на слизистую оболочку глаз и кожные покровы вызывает их раздражение. При попадании на слизистую оболочку глаз — промыть большим количеством воды. Обратиться к врачу.

Продукт поставляется в полиэтиленовой таре (канистры).

По вопросам приобретения **реагентов для регенерации и консервации мембран «АКВА-Алкалин», «АКВА-Кип», «АКВА-ЭСИД»** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов