



Составы для пропитки: Антипор АП-1, Трибопласт® АП-3

Антипор АП-1

Техническая консультация

Функциональное назначение:	герметик для пропитки пористых изделий
Механизм полимеризации	термоотверждаемый
Цвет:	янтарный, флуоресцентный
Вязкость:	капиллярный
Температурный диапазон эксплуатации:	от -60 до +150°C, кратковременно до +180°C
Параметры, контролируемые при изготовлении:	цвет, вязкость, время полимеризации при 90°C
Технологическое время полимеризации, :	15-20 минут при 85-90°C
Объем тары, кг:	1,35
Гарантийный срок хранения, мес.:	12
Область применения:	специальный термоотверждаемый капиллярный герметик для уплотнения микропор и микротрещин размером до 0,07 мм . Не содержит растворителей. В неотвержденном состоянии смывается с поверхности водой. После отверждения стоек в воде, растворителях, слабых кислотах, щелочах, бензине, маслах и тосоле; выдерживает давление до уровня прочности конструкционного материала; применяется для вакуумной пропитки изделий топливной аппаратуры из цветных металлов

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Составы для пропитки: Антипор АП-1, Трибопласт® АП-3

Трибопласт® АП-3

Техническая консультация

Функциональное назначение:	герметик для пропитки пористых изделий
Механизм полимеризации	термоотверждаемый
Цвет:	янтарный, флуоресцентный
Вязкость:	капиллярный
Прочность	эластичный
Температурный диапазон эксплуатации:	от -60 до +150°C, кратковременно до +180°C
Параметры, контролируемые при изготовлении:	цвет, вязкость, время полимеризации при 90°C
Технологическое время полимеризации:	15-20 минут при 85-90°C
Время полной полимеризации, час:	—
Объем тары, кг:	1, 35
Гарантийный срок хранения, мес.:	12

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Составы для пропитки: Антипор АП-1, Трибопласт® АП-3

Область применения:	специальный термоотверждаемый капиллярный герметик высокой проникающей способности для уплотнения микропор и микротрещин размером до 0,15 мм . Не содержит растворителей. В неотвержденном состоянии смывается с поверхности водой. После отверждения стоек в воде, растворителях, слабых кислотах, щелочах, бензине, маслах и тосоле; выдерживает давление до уровня прочности конструкционного материала; применяется для вакуумной пропитки изделий топливной аппаратуры из цветных металлов и деталей порошковой металлургии
---------------------	---

По вопросам приобретения **составов для пропитки: Антипор АП-1, Трибопласт® АП-3** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов