



## Техническая консультация

|              |                                |
|--------------|--------------------------------|
| ГОСТ 4236-77 | $\text{Pb}(\text{NO}_3)_2$     |
|              | <b>Молекулярный вес: 331.2</b> |

## Техническая консультация

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Международное название</b> | Lead (II) nitrate, lead (2+) nitrate, lead dinitrate, nitric acid lead (2+) salt, plumbous nitrate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Синонимы</b>               | Нитрат свинца                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>CAS No</b>                 | 10099-74-8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>EINECS No</b>              | 233-245-9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Код ТНВЭД</b>              | 2834292000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Код ГНГ</b>                | 28342920                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Код ЕТСНГ</b>              | 483007                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Свойства</b>               | Правильные бесцветные или белые кристаллы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Применение</b>             | Свинец азотнокислый квалификации Ч, ЧДА, ХЧ применяются в научно-исследовательских работах и химических лабораториях для весового и объемного определения фтора, открытия сернистых соединений, приготовления стандартных растворов при определении свинца, в химической промышленности как исходное сырье для получения других свинцовых соединений, в полиграфической промышленности для изготовления специальных красок, в пиротехнике и других отраслях промышленности |

По вопросам приобретения Свинец азотнокислый и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам: